



Miracle-Ear**LINK**<sup>™</sup>  
Table Mic AV

User Manual

# Table of Contents

|   |    |
|---|----|
| Overview .....  | 2  |
| Indicators .....  | 8  |
| Basic Use .....   | 12 |
| Pairing .....   | 13 |
| Daily Use .....   | 16 |
| Wearing the Miracle-Ear <b>LINK</b> <sup>™</sup> Table Mic AV ..... | 21 |
| Assembling the Power Adapter .....                                  | 22 |
| Wired Earphones .....   | 23 |
| Troubleshooting .....   | 25 |
| Safety Information .....  | 27 |
| Regulatory Notices .....  | 30 |

# Overview

## Overview

Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV is an assistive listening device and TV streamer. It streams audio directly to your 2.4 GHz wireless hearing aids.

Key use modes:

- Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV: streaming the target voice from a selected direction in the following modes:
  - o Automatic
  - o Manual
    - Single direction
    - Dual direction
  - o Surround
- Remote Microphone: streaming the voice of the person wearing the device
- TV Streamer: streaming audio via line-in microUSB


**Streaming** - Audio or sound transmitted wirelessly from the Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV directly to your hearing aids.

# Overview

## Package Contents


- Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV
- Power adapter & USB-to-MicroUSB cable
- Plugs for up to four territories:
  - o United States
  - o Europe
  - o Australia
  - o United Kingdom
- Operations Manual
- Pouch
- Wired earphones with ear tips
- TV streaming cable
- Hanger with lanyard
- Silicone case

# Overview



- 1. MicroUSB jack
- 2. Directional touch keys
- 3. Segments
- 4. Automatic mode indicator
- 5. Mode-switching button
- 6. Power button
- 7. 3.5mm audio jack
- 8. Volume +/- buttons
- 9. Microphones

# Overview



- 10. Hearing aid pairing button
- 11. Magnetic interface for hanger

# Overview

## 1. MicroUSB jack

- Rechargeable via USB-to-MicroUSB cable
- Streams audio via TV streaming cable

## 2. Touch keys

- Manual selection of a single or dual direction

## 3. Segments:

- Indicates the selected direction(s)
- Operational indicators, show:
  - Charging status
  - Power
  - Battery status
  - Pairing status
  - Volume
  - Line-in/out connectivity

## 4. Automatic mode indicator

- On indicates Automatic mode
- Off indicates Surround or Manual mode

## 5. Mode-switching button

- Switches between Automatic and Surround modes

## 6. Power button

- Press to turn power on/off

# Overview

## 7. 3.5mm audio jack

- For connecting wired earphones

## 8. Volume +/- buttons

- Adjust stream volume

## 9. Microphones

- Pick up speaker's voice

## 10. Hearing aid pairing button

- Pairs and connects to hearing aid(s)




## 11. Magnetic interface for hanger

- For Remote Microphone mode






# Indicators

## Indicators

### Operational Indicators




|   |   |
|---|---|
|   | <p><b>Recharging</b></p> <p>Green segments indicate battery charge level. Each segment represents about 1 hour. The blinking green segment indicates the current level. If charging during use, all green segments will briefly interrupt other indicators when the battery is fully charged.</p> |
|   | <p>Orange segments indicate less than 2 hours of battery life.</p>  |
|  | <p>Red segment indicates less than 1 hour of battery life. Blinking red segment indicates an empty battery.</p>   |

# Indicators

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Product orientation</b></p> <p>For best performance, make sure the Miracle-EarLINK™ Table Mic AV Volume and Power buttons are facing you.</p> |
|  | <p><b>Line-in</b></p> <p>White top segment indicates line-in connection (e.g., TV audio).</p>   |
|  | <p><b>Line-out</b></p> <p>White bottom segment blink indicates line-out connection (earphones).</p>   |
|  | <p><b>Volume +</b></p> <p>White top segment blinks when volume is increased.</p>  |
|  | <p><b>Volume -</b></p> <p>White bottom segment blinks when volume is decreased.</p>   |




# Indicators

## Pairing Hearing Aid Indicators

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
|  | <p><b>Blinking blue brackets</b></p> | <p>Searching for hearing aid(s).</p>     |
|  | <p><b>Solid green brackets</b></p>   | <p>Hearing aid pairing successful.</p>   |
|  | <p><b>Solid red brackets</b></p>     | <p>Hearing aid pairing unsuccessful.</p> |

# Indicators


## Conversation Streaming Indicators

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Automatic</b></p> <p>Automatic mode indicator (O) solid blue.</p> <p>Blue segment indicates active listening direction.</p> |
|  | <p><b>Manual single/dual</b></p> <p>One or two blue segments indicate selected listening direction(s).</p>                        |
|  | <p><b>Surround</b></p> <p>All blue segments indicate listening in all directions.</p>   |

See "Pairing" on page 13 for more details about pairing monaural or binaural hearing aids.

## Basic Use

1. To turn on Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV, press the power button.
2. The green segments indicate the battery charge level.
3. Ensure your hearing aids are powered on.




**Note:** Prior to streaming audio for the first time, your hearing aids will need to be paired to the Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV. Refer to **Pairing with Hearing Aids** "Pairing" on page 13.

4. To start audio streaming, open the Miracle-Ear® app and select Start Streaming from Accessories screen.

Refer to **Start/Stop Audio Streaming** on page 20 for additional options.

5. To adjust the stream volume, press the + or - button.
6. To stop streaming turn off the Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV.



Refer to **Start/Stop Audio Streaming** on page 20 for additional options.

## Pairing

For the Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV to interact with your hearing aids, you must first pair it with each hearing aid. You only need to perform this action once, as the Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV and hearing aids should automatically recognize each other when both are powered on and within wireless operating range.\*

To pair the Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV with your hearing aids:

1. Ensure your hearing aids are not connected to nearby Bluetooth® devices. To do this,
  - Disable Bluetooth on your mobile phone.
  - Power off any nearby any other nearby Miracle-Ear**LINK**™ Accessories, which you previously paired to your hearing aids.
  - Power off, then power on your hearing aids.


**Note:** For a CROS hearing aid system, power off both your hearing aid and CROS transmitter. Power on only your hearing aid, ensuring the CROS transmitter remains powered off.

\*Typical operating range is up to 10 meters (~30 feet). Operational range may be reduced by environmental factors, such as obstructions, interference, and human body positioning. Larger operational distances are achievable, though audio quality and connectivity may decrease.




# Pairing

- Place your hearing aids within 15cm (6") of the Miracle-EarLINK™ Table Mic AV.



- Press the hearing aid pairing button for 2 seconds and place the Miracle-EarLINK™ Table Mic AV face up on a surface. The blinking blue brackets indicate Bluetooth is ready to pair.



# Pairing

- For a set of hearing aids:

| Left Bracket | Right Bracket | Pairing Result                 | Next Step          |
|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| (            | )             | Both hearing aids paired.      | Complete           |
| (            | )             | Only left hearing aid paired.  | Repeat steps 1 - 3 |
| )            | (             | Only right hearing aid paired. | Repeat steps 1 - 3 |
| )            | )             | No hearing aids paired.        | Repeat steps 1 - 3 |

- For a single hearing aid:

| Left Bracket | Right Bracket | Pairing Result                | Next Step          |
|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------|
| (            |               | Left hearing aid paired.      | Complete           |
|              | )             | Right hearing aid paired.     | Complete           |
| )            |               | Left hearing aid not paired.  | Repeat steps 1 - 3 |
|              | )             | Right hearing aid not paired. | Repeat steps 1 - 3 |

# Daily Use

## Daily Use

### Power On

Press the Power button for 1 second and release.

### Power Off



Press the Power button for 1 second. The green indicators will show the battery level, and the product will be turned off.

### Battery Low

The active direction indicator(s) illuminate in red. In parallel, a beep is transmitted to the hearing aids every 15 minutes.

### Battery Recharge

Attach the microUSB end of the charging cable to the microUSB jack in the Miracle-EarLINK™ Table Mic AV. Attach the USB end of the charging cable to the USB jack in the power adapter. A full charge powers the Miracle-EarLINK™ Table Mic AV for up to 12 hours of streaming. Charging time takes about 2 hours to fully charge the device.




## Conversation Streaming Modes




The Miracle-EarLINK™ Table Mic AV is a versatile, intelligent product. It follows the main speaker in quiet or noisy settings automatically to provide you the best speech understanding possible. The Miracle-EarLINK™ Table Mic AV allows you to override the automatic mode and manually select up to two speakers among the group. The Surround mode is optimized for a large group discussion in quiet settings. In addition, the Miracle-EarLINK™ Table Mic AV can be worn by a distant speaker in noisy settings.

### Tabletop

Place your Miracle-EarLINK™ Table Mic AV in the middle of a table to listen to a group of people. For best speech understanding, always bring your Miracle-EarLINK™ Table Mic AV as close to the conversation partner(s) as possible.





## Daily Use

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Manual single speaker</b></p>  | <p>Tap any segment to focus on a specific speaker.</p>   |
| <p><b>Manual dual speaker</b></p>    | <p>Tap and hold (1 second) a second segment to focus on an additional speaker.</p>   |
| <p><b>Surround</b></p>              | <p>Tap the Automatic/Surround touch key to listen to multiple people in quiet settings.</p> <p>Tap the Automatic/Surround touch key to return to Automatic mode.</p> |

## Daily Use

### TV Audio Streaming (Line-in)

Streaming audio from your TV to your hearing aids

|  |   |
|--|---|
|  <p>Audio plug</p>                                      | <p>Insert the TV streaming cable in the Miracle-Ear<b>LINK</b>™ Table Mic AV microUSB jack.</p> <p>Insert the 3.5mm audio plug of the TV streaming cable in the TV's audio jack.</p>  |
|  <p>USB plug</p> <p>Audio plug</p> <p>microUSB plug</p> | <p>To recharge the Miracle-Ear<b>LINK</b>™ Table Mic AV while streaming audio from your TV, you can insert the microUSB plug of the charging cable into the TV streaming cable microUSB jack.</p> <p>Insert the USB plug of the charging cable into the Power Supply jack.</p> <p>Plug the Power Supply in the wall outlet.</p> |

# Daily Use

## Start/Stop Audio Streaming

Audio streaming from the Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV may be started or stopped in a variety of ways:

- **Turn On the** Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV: Audio streaming automatically starts in hearing aid.
- Miracle-Ear**LINK**™ Remote AV: If preconfigured by your Miracle-Ear® Hearing Care Professional, press the Favorite button.
- **Hearing aid user control:** If preconfigured by your Miracle-Ear Hearing Care Professional, a specific gesture (e.g., a Long Press on a user control) can start/stop streaming.


Audio streaming will also stop when the Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV is turned off.

An audible indicator may play in your hearing aids to signal the start/stop of audio streaming.

# Wearing the Table Microphone




## Wearing the Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV

The Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV can be worn on a lanyard. It should be within 20cm (8") of the speaker's mouth.



## Lanyard

- Attach the magnetic hanger to the back of the Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV. Make sure the hanger is properly inserted and secured.
- Place lanyard around the neck. To adjust the length, hold the cylinder and pull the closure.
- When the Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV is worn by the speaker the top indicator will light up for 3 seconds.




# Assembling the Power Adapter


## Assembling the Power Adapter

The Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV may include a variety of plug configurations for use in different countries. If the power adapter requires assembly:


1. Select the appropriate plug configuration used in your country.



2. Slide the plug onto the power adapter until it snaps into place.




3. To remove the plug, press the tab and slide the plug away from the cable.



# Wired Earphones

## Wired Earphones



# Wired Earphones

1. **Ear tips (small/medium/large)**
  - For personal fit
2. **Volume +/-**
  - Adjust conversation-streaming volume
3. **Mode-switching button**
  - Switches between Automatic and Surround modes
4. **3.5mm audio plug**

# Troubleshooting

## Troubleshooting

| SYMPTOM   | POSSIBLE CAUSES   | SOLUTIONS   |
|---|---|---|
| One (or both) hearing aids unexpectedly drops out of audio streaming. | Hearing aids may be on the edge of wireless range.                                      | Move closer to Miracle-Ear <b>LINK</b> ™ Table Mic AV.  |
|   | Battery level in hearing aid can no longer support audio streaming.                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Replace hearing aid battery with a new one.</li><li>• Recharge your hearing aid, if applicable.</li></ul> |
|   | Large object, such as furniture or a wall, may be degrading signal.                     | For best performance, your hearing aids should be within line-of-sight of Miracle-Ear <b>LINK</b> ™ Table Mic AV.                                 |
|   | Wireless connection with Miracle-Ear <b>LINK</b> ™ Table Mic AV was lost.               | To restart the audio stream, follow steps in the Start/ Stop Audio Streaming section.   |
| Streamed audio quality is distorted.                                  | Low battery level in Miracle-Ear <b>LINK</b> ™ Table Mic AV.                            | Recharge Miracle-Ear <b>LINK</b> ™ Table Mic AV.  |
|   | Volume of audio source is not optimal.  | Adjust volume level of audio source until better sound quality is achieved.   |
| Streamed audio quality is inconsistent.                               | Bluetooth device may be on the edge of wireless range.                                  | Move Bluetooth device closer to Miracle-Ear <b>LINK</b> ™ Table Mic AV.   |
| Audio stream is too loud or too soft.                                 | Volume streamed from Miracle-Ear <b>LINK</b> ™ Table Mic AV to hearing aid not optimal. | Press volume + or - button on MMiracle-Ear <b>LINK</b> ™ Table Mic AV.  |

| SYMPTOM   | POSSIBLE CAUSES  | SOLUTIONS   |
|---|--|---|
| <u>Table Mic Mode:</u><br>Difficult to hear speaker in noisy environments.  | Miracle-Ear <b>LINK</b> <sup>™</sup> Table Mic AV may be too far from speaker.                     | Move Miracle-Ear <b>LINK</b> <sup>™</sup> Table Mic AV closer to speaker's mouth.   |
| <u>Remote Mic Mode:</u><br>Difficult to hear speaker in noisy environments. | Miracle-Ear <b>LINK</b> <sup>™</sup> Table Mic AV may be covered by clothing or poorly positioned. | Provide clear access from Miracle-Ear <b>LINK</b> <sup>™</sup> Table Mic AV to speaker's voice.   |
| No streamed sounds are heard in the hearing aids.                           | Hearing aids are not paired with Miracle-Ear <b>LINK</b> <sup>™</sup> Table Mic AV.                | Follow steps in Pairing section.  |
|   | No incoming audio signal is available.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn on the electronic audio source.</li> <li>• Unmute or increase volume on electronic audio source.</li> </ul> |
| Device is not responding.   | Possible error condition.  | Press power button for 8 seconds to force shutdown.<br>Turn on as usual.  |

## Safety Information

### Required Information



Waste from electronic equipment must be handled according to local regulations.

### Instructions for Disposal of Old Electronics

Miracle-Ear<sup>®</sup> encourages, and your local community laws may require, that your Miracle-Ear**LINK**<sup>™</sup> Table Mic AV be disposed of via your local electronics recycling/disposal process.

The below instructions are provided for the benefit of disposal/recycling personnel. Please include this manual when disposing of your Miracle-Ear**LINK**<sup>™</sup> Table Mic AV.

### For Disposal/Recycling Personnel Only

This product contains a Lithium Ion Polymer battery. To remove this battery:

- Power off the Miracle-Ear**LINK**<sup>™</sup> Table Mic AV.
- Pry apart the housing halves with a small screwdriver.
- Cut the battery wires from the circuit board to prevent accidental shorting.
- Pry the battery away from the housing using a wide flat blade.

### Intended Use

The Miracle-Ear**LINK**<sup>™</sup> Table Mic AV is an assistive listening device which transmits sound via wired earphones or to a 2.4 GHz wireless air conduction hearing aids. When worn by a distant speaker or used in noisy environments, it functions as a Remote Microphone. It also functions as a TV Streamer when connected to the TV's audio output.

The Miracle-Ear**LINK**<sup>™</sup> Table Mic AV is designed to operate in public and residential environments and are designed to comply with international Electromagnetic Compatibility emissions and immunity standards for medical devices. However, it is still possible that you may experience interference caused by power line disturbances, airport metal detectors, electromagnetic fields from other medical devices, radio signals and electrostatic discharges.

The Miracle-Ear**LINK**<sup>™</sup> Table Mic AV is designed to be cleaned with a damp cloth moistened with soapy water.

If you use other medical devices or wear implantable medical devices such as defibrillators or pacemakers and are concerned that your Miracle-Ear**LINK**<sup>™</sup> Table Mic AV might cause interference with your medical device, please contact your physician or the manufacturer of your medical device for information about the risk of disturbance.

# Safety Information

The Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV should not be used during an MRI procedure or in a hyperbaric chamber, or other oxygen-rich environments. The Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV is not formally certified to operate in explosive atmospheres such as may be found in coal mines or certain chemical factories.

Your Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV is classified as a Type B applied part under the IEC 60601-1 medical device standard.

## Use on Aircrafts

The Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV should not be used on aircrafts unless specifically permitted by the flight personnel.

## International Use

The Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV is approved to operate at radio frequencies that are specific to your country or region and might not be approved for use outside your country or region.

Be aware that operation during international travel may cause interference with other electronic devices, or other electronic devices may cause interference with your Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV.



Your Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV is designed to operate and be stored and transported within the temperature range of -10°C (14°F) to 45°C (113°F) and relative humidity range of 10%-95%.

We are required by regulations to provide the following warnings:

**⚠ WARNING:** Use of the Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV directly next to other electronic equipment should be avoided because it could result in improper performance. If such use is necessary, note as to whether your hearing aids and the other equipment are operating normally.

**⚠ WARNING:** Use of accessories, components or replacement parts other than those provided by the manufacturer of the Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV could result in increased electromagnetic emissions and decreased electromagnetic immunity and could result in degradation of performance.

**⚠ WARNING:** If Portable Radio Frequency communications equipment is used closer than 30cm (12") from your Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV, degradation of the performance of your hearing aid could result. If this occurs, move away from the communications equipment.

# Safety Information

Although the Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV is not formally certified (IP rated) for protection against dust or water ingress, per IEC 60529, it has been tested to the IP 52 level. This means that the Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV is protected from dust.

The battery in your Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV is not replaceable. Do not attempt to replace the battery. The Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV does not contain any user-serviceable parts. Do not open or modify it.

Do not connect the Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV to any devices not described in this manual. The expected service life of the Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV is 3 years.

## Wireless Technical Description

The Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV operates in the 2.4-2.4835 GHz band with a maximum effective radiated power of 8 dBm with transmission modulation type of 1M12FXD and 1.1 MHz bandwidth. The receiver section of the radio has a bandwidth of 2 MHz.

- Miracle-Ear**LINK**™ Table Mic AV has been tested to, and has passed, the following emissions and immunity tests:
- IEC 60601-1-2 radiated and conducted emissions requirements for a Group 1 Class B device as stated in CISPR 11.
- Harmonic distortion and voltage fluctuations affecting the power input source as stated in Table 2 of IEC 60601-1-2.
- RF radiated immunity at a field level of 10 V/m between 80 MHz and 2.7 GHz as well as higher field levels from communications devices as stated in Table 9 of IEC 60601-1-2.
- Immunity to power frequency magnetic fields at a field level of 30 A/m as well as proximity magnetic fields as defined in table 11 of 60601-1-2.
- Immunity to ESD levels of +/- 8 kV conducted discharge and +/- 15 kV air discharge.
- Immunity to electrical fast transients on the power input at a level of +/- 2 kV at a 100 Hz repetition rate.
- Immunity to surges on the power input of +/- 1 kV line to line.
- Immunity to conducted disturbances induced by RF fields on the power input as stated in Table 6 of IEC 60601-1-2.
- Immunity to voltage dips and interruptions on the power input as stated in Table 6 of IEC 60601-1-2.



# Regulatory Notices

## Regulatory Notices

Model number: TM10

FCC ID: 2AS2V-TM10

IC: 24964-TM10

### FCC/IC Notice

This device complies with part 15 of the FCC rules and with ISED Canada's license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

### NCC Notice

Without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to a approved low power radio-frequency devices. The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the Telecommunications Management Act. The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

# Regulatory Notices

Manufactured For:

**Miracle-Ear**

150 South Fifth Street, Suite 2300

Minneapolis, MN 55402

This device produces radio frequency energy. Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol.



Dispose of properly



Consult user manual



Keep dry







Miracle-Ear**LINK**™  
Table Mic AV

Manual De Operaciones

# Tabla de contenido

|   |    |
|---|----|
| <b>Resumen</b> .....                            | 4  |
| <b>Indicadores</b> .....                        | 10 |
| <b>Uso básico</b> .....                         | 14 |
| <b>Vinculación</b> .....                        | 15 |
| <b>Uso diario</b> .....                         | 18 |
| <b>Llevar el Micrófono de mesa</b> .....        | 23 |
| <b>Montaje del adaptador de corriente</b> ..... | 24 |
| <b>Auriculares con cable</b> .....              | 25 |
| <b>Resolución de problemas</b> .....            | 27 |
| <b>Información de seguridad</b> .....           | 29 |
| <b>Avisos reglamentarios</b> .....              | 32 |

## Resumen

El Miracle-Ear**LINK**™ micrófono de mesa AV es un dispositivo de asistencia auditiva y transmisor de TV. Transmite audio directamente a sus audífonos inalámbricos de 2,4 GHz.


Modos clave de uso:

- Micrófono de mesa: transmite la voz de destino desde una dirección seleccionada en los siguientes modos:
  - o Automático
  - o Manual
    - Dirección única
    - Dirección doble
  - o Envolvente
- Micrófono remoto: transmite la voz de la persona que lleva el dispositivo
- Transmisor de TV: transmite audio a través de un microUSB de entrada


**Transmisión** - El audio o el vídeo se transmiten de forma inalámbrica directamente desde el Micrófono de mesa a sus audífonos.

## Contenido del paquete

- Miracle-Ear**LINK**™ micrófono de mesa AV
- Adaptador de corriente y cable USB a MicroUSB
- Conectores para hasta cuatro territorios:
  - o Estados Unidos
  - o Europa
  - o Australia
  - o Reino Unido
- Manual de operaciones
- Bolsa
- Auriculares con cable con coberturas externas
- Cable de transmisión de TV
- Gancho con cordón
- Funda de silicona



1. Clavija MicroUSB
2. Teclas táctiles direccionales
3. Segmentos
4. Indicador de modo automático
5. Botón de cambio de modo
6. Botón de encendido
7. Entrada de audio de 3,5 mm
8. Botones de volumen +/-
9. Micrófonos



10. Botón de vinculación de audífonos
11. Interfaz magnética para gancho

1. **Clavija MicroUSB**
  - Recargable mediante un cable USB a MicroUSB
  - Transmite audio a través del cable de transmisión de TV
2. **Teclas táctiles**
  - Selección manual de una dirección única o dual
3. **Segmentos:**
  - Indica la dirección o direcciones seleccionadas
  - Indicadores operacionales, que indican:
    - o Estado de carga
    - o Energía
    - o Estado de la batería
    - o Estado de vinculación
    - o Volumen
    - o Conectividad de entrada/salida
4. **Indicador de modo automático**
  - Encendido indica modo Automático
  - Apagado indica modo Envoltente o Manual
5. **Botón de cambio de modo**
  - Cambia entre los modos Automático y Envoltente
6. **Botón de encendido**
  - Presiónelo para encender/apagar

7. **Entrada de audio de 3,5 mm**
  - Para la conexión de auriculares con cable
8. **Botones de volumen +/-**
  - Ajustan el volumen de transmisión
9. **Micrófonos**
  - Recogen la voz del hablante
10. **Botón de vinculación de audífonos**
  - Para vincular y conectar con los audífonos
11. **Interfaz magnética para gancho**
  - Para el modo de Micrófono Remoto



# Indicadores

## Indicadores

### Indicadores operacionales

|   |  |
|---|--|
|   | <p><b>Recarga</b></p> <p>Los segmentos verdes indican el nivel de carga de la batería. Cada segmento representa aproximadamente 1 hora.</p> <p>El segmento verde parpadeante indica el nivel actual. Si se carga durante el uso, todos los segmentos verdes interrumpirán brevemente otros indicadores cuando la batería esté completamente cargada.</p> |
|   | <p>Los segmentos de color naranja indican menos de 2 horas de duración de la batería.</p>  |
|  | <p>El segmento de color rojo indica menos de 1 hora de duración de la batería.</p> <p>El segmento de color rojo parpadeante indica que la batería está descargada.</p>   |

# Indicadores

|   |   |
|---|---|
|   | <p><b>Orientación del producto</b></p> <p>Para lograr el máximo rendimiento, asegúrese de que los botones de Volumen y Encendido del Micrófono de mesa estén mirando hacia usted.</p> |
|   | <p><b>Línea de entrada</b></p> <p>El segmento superior blanco indica una conexión de entrada (por ejemplo, audio de TV).</p>  |
|   | <p><b>Línea de salida</b></p> <p>El parpadeo del segmento inferior blanco indica una conexión de salida (auriculares).</p>  |
|   | <p><b>Volumen +</b></p> <p>El segmento superior blanco parpadea cuando se sube el volumen.</p>  |
|  | <p><b>Volumen -</b></p> <p>El segmento inferior blanco parpadea cuando se baja el volumen.</p>  |



# Indicadores

## Indicadores de vinculación de los audífonos

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
|  | <b>Soportes azules intermitentes</b> | Buscando el audífono o audífonos.                |
|  | <b>Soportes verdes sólidos</b>       | Los audífonos se han vinculado correctamente.    |
|  | <b>Soportes rojos sólidos</b>        | Los audífonos no se han vinculado correctamente. |

# Indicadores

## Indicadores de transmisión de conversación

|  |                           |   |
|--|---------------------------|---|
|  | <b>Automático</b>         | Indicador de modo Automático (O) de color azul sólido.<br>El segmento azul indica la dirección de escucha activa. |
|  | <b>Manual simple/dual</b> | Uno o dos segmentos azules indican la dirección o direcciones de escucha seleccionadas.                           |
|  | <b>Envolvente</b>         | Todos los segmentos azules indican la escucha en todas las direcciones.   |

Consulte «Vinculación con audífonos» en la página 13 para más información sobre la vinculación de audífonos monoaurales o binaurales.



## Uso básico

1. Para encender el Miracle-Ear**LINK**<sup>™</sup> micrófono de mesa AV, presione el botón de encendido.
2. Los segmentos verdes indican el nivel de carga de la batería.
3. Asegúrese de que los audífonos estén encendidos.

**Nota:** Antes de transmitir audio por primera vez, los audífonos deben ser vinculados con el Miracle-Ear**LINK**<sup>™</sup> micrófono de mesa AV. Consulte **Vinculación** en la página 13.

4. Para iniciar la transmisión de audio, abra la aplicación Miracle-Ear<sup>®</sup> y seleccione Iniciar transmisión desde la pantalla Accesorios en la página 20 para ver opciones adicionales.
5. Para ajustar el volumen de la transmisión, presione el botón + o -.
6. Para detener la transmisión, apague el Miracle-Ear**LINK**<sup>™</sup> micrófono de mesa AV.

Consulte **Iniciar/Detener la transmisión de audio** en la página 20 para ver opciones adicionales.



## Vinculación

Para que el Miracle-Ear**LINK**<sup>™</sup> micrófono de mesa AV interactúe con los audífonos, primero debe vincularlo con cada uno de ellos. Solo debe llevar a cabo esta acción una vez, ya que el Micrófono de mesa y los audífonos se reconocerán automáticamente cuando ambos estén encendidos y se encuentren en el rango de funcionamiento inalámbrico.\* Para vincular el Miracle-Ear**LINK**<sup>™</sup> micrófono de mesa AV con los audífonos:

1. Asegúrese de que los audífonos no estén conectados a dispositivos Bluetooth<sup>®</sup> cercanos. Para hacer esto:
  - Desactive la opción de Bluetooth en su teléfono móvil.
  - Apague cualquier micrófono remoto o accesorios de Miracle-Ear<sup>®</sup> cercano que haya vinculado previamente con los audífonos.
  - Apáguelos y a continuación encienda los audífonos.


**Nota:** Si tiene un sistema de audífonos CROS, apague tanto su audífono como su transmisor CROS.

Encienda únicamente el audífono, asegurándose de que el transmisor CROS continúe apagado.


El rango de funcionamiento típico es de hasta 10 metros (~30 pies). El rango de funcionamiento puede verse reducido por factores ambientales, tales como obstrucciones, interferencias y el posicionamiento del cuerpo humano. Es posible lograr mayores distancias operativas, aunque la calidad de audio y la conectividad pueden verse afectadas.

# Apareamiento

- Coloque sus audífonos a menos de 15 cm (6") del Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV.



- Presione el botón de vinculación del audífono durante 2 segundos y coloque el Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV boca arriba sobre una superficie. Los soportes azules parpadeantes indican que Bluetooth está listo para realizar la vinculación.



# Apareamiento

- Para un conjunto de audífonos:

| Soporte izquierdo | Soporte derecho | Resultado de vinculación                   | Siguiente paso         |
|-------------------|-----------------|--|------------------------|
| (                 | )               | Ambos audífonos vinculados.                | Completo               |
| (                 | )               | Solo se ha vinculado el soporte izquierdo. | Repita los pasos 1 - 3 |
| )                 | (               | Solo se ha vinculado el soporte derecho.   | Repita los pasos 1 - 3 |
| )                 | )               | No se han vinculado audífonos.             | Repeat steps 1 - 3     |

- Para un solo audífono:

| Soporte izquierdo | Soporte derecho | Resultado de vinculación         | Siguiente paso         |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|
| (                 |                 | Audífono izquierdo vinculado.    | Completo               |
|                   | )               | Audífono derecho vinculado.      | Completo               |
| )                 |                 | Audífono izquierdo no vinculado. | Repita los pasos 1 - 3 |
|                   | )               | Audífono derecho no vinculado.   | Repita los pasos 1 - 3 |

# Uso diario

## Uso diario

### Encendido

Presione el botón de Encendido durante 1 segundo y suéltelo.

### Apagado


Presione el botón de Power durante 1 segundo. Los indicadores verdes mostrarán el nivel de la batería y el producto se apagará.

### Batería baja

El indicador o indicadores de dirección activos se iluminan en rojo. En paralelo, se transmite un pitido a los audífonos cada 15 minutos.

### Recarga de la batería

Conecte el extremo microUSB del cable de carga a la clavija microUSB en el Micrófono de mesa. Conecte el extremo USB del cable de carga a la clavija USB en el adaptador de corriente. Una carga completa alimenta el Micrófono de mesa durante un máximo de 12 horas de transmisión. El dispositivo tarda aproximadamente 2 horas en cargarse completamente.



# Uso diario

## Modos de transmisión de conversación



Este Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV es un producto versátil e inteligente. Sigue al hablante principal en entornos silenciosos o ruidosos de forma automática a fin de proporcionarle la mejor comprensión posible del habla. El Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV le permite desactivar el modo automático y seleccionar manualmente hasta dos hablantes en el grupo. El modo Envolver está optimizado para una discusión de grupo grande en entornos silenciosos. Además, el Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV puede ser utilizado por un hablante distante en entornos ruidosos.

## Sobremesa

Coloque el Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV en el centro de una mesa para escuchar a un grupo de personas. Para una mejor comprensión del habla, coloque el Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV siempre lo más cerca posible de los interlocutores.

| Automático |  |
|------------|--|
|            | <p>Cuando el indicador de modo Automático se ilumina, el Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV sigue al hablante principal de forma automática.</p> <p>Si el indicador de modo Automático está apagado, toque sobre tecla táctil Automático/Envolver para activarlo.</p> |

## Uso diario

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Hablante individual manual</b></p>  | <p>Toque sobre cualquier segmento para centrarse en un hablante específico.</p>  |
| <p><b>Hablante doble manual</b></p>       | <p>Toque y mantenga presionado (durante 1 segundo) un segundo segmento para centrarse en un hablante adicional.</p>  |
| <p><b>Envolvente</b></p>                 | <p>Toque sobre la tecla táctil Automático/Envolvente para escuchar a varias personas en entornos silenciosos.</p> <p>Toque sobre la tecla táctil Automático/Envolvente para volver al modo Automático.</p> |

## Uso diario

### Transmisión de audio de TV (entrada)

Transmisión de audio desde su TV a sus audífonos

|  |  |
|--|--|
|  <p>Audio plug</p>                                      | <p>Inserte el cable de transmisión de TV en la clavija microUSB del Micrófono de mesa</p> <p>Inserte el conector de audio de 3,5 mm del cable de transmisión de TV en la clavija de audio del televisor.</p>   |
|  <p>USB plug</p> <p>Audio plug</p> <p>microUSB plug</p> | <p>Para recargar el Micrófono de mesa mientras transmite audio desde su TV, puede insertar el conector microUSB del cable de carga en la clavija microUSB del cable de transmisión de TV.</p> <p>Inserte el conector USB del cable de carga en la clavija de la fuente de alimentación.</p> <p>Conecte la fuente de alimentación a la toma de pared.</p> |

# Uso diario

## Iniciar/Detener transmisión de audio

La transmisión de audio desde el Micrófono de mesa puede iniciarse o detenerse de diferentes maneras:

- **Al encender el Micrófono de mesa:** La transmisión de audio comienza automáticamente en el audífono.
- **Control remoto de Miracle-EarLINK™ Remote AV:** Si su profesional de la audición lo ha preconfigurado, presione el botón Favorito.
- **Control del usuario del audífono:** Si su profesional de la audición lo ha preconfigurado, un movimiento específico (por ejemplo, pulsar el control de usuario durante varios segundos) **puede iniciar o detener la transmisión.**


La transmisión de audio también se detendrá cuando el Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV se apague.

Es posible que un indicador audible se reproduzca en sus audífonos para indicar que la transmisión de audio comienza o se detiene.

# Uso del micrófono de mesa




## Llevar el Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV

El Micrófono de mesa puede llevarse en un cordón. El Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV encontrarse a 20 cm (8") de la boca del hablante.



## Cordón

- Conecte el gancho magnético a la parte posterior del Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV. Asegúrese de que el gancho esté insertado y fijado correctamente.
- Coloque el cordón alrededor del cuello. Para ajustar la longitud, sostenga el cilindro y tire del cierre.
- Cuando el Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV sea llevado por el hablante, el indicador superior se iluminará durante 3 segundos.




# Montaje del adaptador de corriente


## Montaje del adaptador de corriente

El Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV puede incluir varias configuraciones de enchufes para su uso en diferentes países. Si el adaptador de corriente requiere montaje:


1. Seleccione la configuración de enchufe que sea utilizada en su país.



2. Introduzca el enchufe en el adaptador de corriente hasta que encaje en el lugar correspondiente.




3. Para retirar el enchufe, presione la pestaña y separe el enchufe del cable.



# Auriculares con cable

## Auriculares con cable



# Auriculares con cable

1. **Almohadillas (pequeñas/medianas/grandes)**
  - Para un ajuste personal
2. **Volumen +/-**
  - Ajuste el volumen de transmisión de la conversación
3. **Botón de cambio de modo**
  - Cambia entre los modos Automático y Envoltente
4. **Conector de audio de 3,5 mm**

# Resolución de problemas

## Resolución de problemas

| SÍNTOMA                                       | POSIBLES CAUSAS   | SOLUCIONES   |
|---|---|--|
| Uno de los audífonos (o ambos) deja de        | Los audífonos pueden encontrarse al límite del rango inalámbrico.                                       | Acérquese al Miracle-Ear <b>LINK</b> <sup>™</sup> micrófono de mesa AV.  |
| transmitir audio de forma inesperada.         | El nivel de batería en el audífono ya no posibilita la transmisión de audio.                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reemplace la batería del audífono por una nueva.</li><li>• Recargue el audífono, si es posible.</li></ul>    |
|   | Los objetos grandes, como muebles o las paredes, pueden afectar negativamente a la señal.               | Para ofrecer el mejor rendimiento, los audífonos deben encontrarse en el rango visual del Miracle-Ear <b>LINK</b> <sup>™</sup> micrófono de mesa AV. |
|   | Se ha perdido la conexión inalámbrica con el Miracle-Ear <b>LINK</b> <sup>™</sup> micrófono de mesa AV. | Para reiniciar la transmisión de audio, siga los pasos en la sección Iniciar/Detener transmisión de audio.   |
| La calidad de audio transmitida               | Nivel de batería bajo en el Miracle-Ear <b>LINK</b> <sup>™</sup> micrófono de mesa AV.                  | Recargue el Miracle-Ear <b>LINK</b> <sup>™</sup> micrófono de mesa AV.   |
| está distorsionada.                           | El volumen de la fuente de audio no es el óptimo.   | Ajuste el nivel de volumen de la fuente de audio hasta obtener una mejor calidad de sonido.  |
| La calidad de audio transmitida es irregular. | El dispositivo Bluetooth puede encontrarse al límite del rango inalámbrico.                             | Acerque el dispositivo Bluetooth al Miracle-Ear <b>LINK</b> <sup>™</sup> micrófono de mesa AV.   |



| SÍNTOMA  | POSIBLES CAUSAS  | SOLUCIONES   |
|--|--|--|
| La transmisión de audio es demasiado alta o demasiado baja.                            | El volumen transmitido desde el Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV al audífono no es el óptimo. | Presione el botón de volumen + o - en el Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV.  |
| <u>Modo del micrófono de mesa:</u><br>Es difícil oír al hablante en entornos ruidosos. | El Micrófono de mesa podría estar muy lejos del hablante.  | Acerque el Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV a la boca del hablante.   |
| <u>Modo de Micrófono Remoto:</u> Es difícil oír al hablante en entornos ruidosos.      | El Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV podría estar cubierto por ropa o mal colocado.            | Facilite un acceso claro desde el Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV a la voz del hablante.   |
| No se escucha ningún sonido transmitido en los audífonos.                              | Los audífonos no están vinculados al Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV.                        | Siga los pasos descritos en la sección Vinculación.  |
|  | No hay ninguna señal de audio entrante disponible.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encienda la fuente de audio electrónica.</li> <li>• Active o aumente el volumen en la fuente de audio electrónica.</li> </ul> |
| El dispositivo no responde.  | Posible estado de error.   | <p>Presione el botón de encendido durante 8 segundos para forzar el apagado.</p> <p>Enciéndalo como de costumbre.</p>  |

## Información de seguridad

### Información requerida



Los desechos de los equipos electrónicos deben ser tratados de acuerdo con las normativas locales.

### Instrucciones para desechar dispositivos electrónicos viejos

Miracle-Ear® anima, y las leyes de su comunidad local pueden exigir, que este Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV sea desechado siguiendo el proceso local de reciclaje/derecho de productos electrónicos.

Las instrucciones a continuación se facilitan en beneficio del personal de reciclaje/desechos. Le rogamos adjunte este manual cuando deseche el Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV.

### Solo para el personal de reciclaje/desechos

El presente producto contiene una batería de polímero de iones de litio. Para retirar esta batería:

- Apague el Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV.
- Separe las mitades de la carcasa con un destornillador pequeño.
- Corte los cables de la batería de la placa de circuito para evitar el riesgo de cortocircuitos.
- Separe la batería de la carcasa con una cuchilla ancha y plana.

### Uso previsto

Este Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV es un dispositivo de asistencia auditiva que transmite sonido a través de auriculares con cable o audífonos inalámbricos por vía aérea de 2,4 GHz. Cuando es llevado por un hablante lejano en entornos con ruido, funciona como un dispositivo de asistencia auditiva. También funciona como un transmisor de TV al conectarlo a la salida de audio del televisor.

El Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV ha sido diseñado para cumplir con los Estándares Internacionales de Compatibilidad Electromagnética. No obstante, es posible que experimente interferencias causadas por perturbaciones en la línea de alimentación, detectores de metales en aeropuertos, campos electromagnéticos de otros dispositivos médicos, señales de radio y descargas electrostáticas.

El Miracle-EarLINK™ micrófono de mesa AV ha sido diseñado para ser limpiado con un paño humedecido con agua jabonosa.

# Información de seguridad

Si utiliza otros dispositivos médicos o lleva dispositivos médicos implantables tales como desfibriladores o marcapasos y le preocupa que su Miracle-Ear**LINK**<sup>™</sup> micrófono de mesa AV pudiese causar interferencias con su dispositivo médico, póngase en contacto con su médico o el fabricante de su dispositivo médico para obtener información sobre el riesgo de que se produzcan alteraciones. Este Micrófono de mesa no debe ser utilizado durante un procedimiento de resonancia magnética o dentro de una cámara hiperbárica. Este Micrófono de mesa no está formalmente certificado para funcionar en atmósferas explosivas como las que puede haber en minas de carbón o en ciertas fábricas químicas.

Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con su dispositivo Miracle-Ear<sup>™</sup> debe informarse a su representante local de Miracle-Ear<sup>™</sup> y a la autoridad competente del Estado miembro en el que está establecido. Un incidente grave se define como cualquier mal funcionamiento, deterioro en las características o rendimiento del dispositivo, o información errónea en el Manual de operaciones/etiquetado del dispositivo que podría provocar la muerte o un deterioro grave en el estado de salud del usuario, o podría provocarlo de forma recurrente.


## Uso en aviones

Este Micrófono de mesa no debe ser utilizado en aviones, a menos que haya sido autorizado expresamente por el personal de vuelo.


## Uso internacional

Este Micrófono de mesa ha sido aprobado para funcionar en frecuencias de radio específicas de su país o región y es posible que su uso no haya sido aprobado fuera de su país o región.


Tenga en cuenta que su uso durante un viaje internacional puede provocar interferencias con otros dispositivos electrónicos, o bien otros dispositivos electrónicos pueden provocar interferencias con su Micrófono de mesa.


 Este Micrófono de mesa ha sido diseñado para funcionar y para ser almacenado en un rango de temperaturas de -10 °C (14 °F) a 45 °C (113 °F) y un rango de humedad relativa de 10 % a 95 %.

Las normativas vigentes nos exigen que proporcionemos las siguientes advertencias:

 **ADVERTENCIA:** Debe evitarse el uso del Miracle-Ear**LINK**<sup>™</sup> micrófono de mesa AV directamente al lado de otros equipos electrónicos, ya que esto podría causar un funcionamiento incorrecto. Si tal uso fuese necesario, compruebe si los audífonos y los demás equipos están funcionando de forma habitual.

# Información de seguridad

 **ADVERTENCIA:** El uso de accesorios, piezas de repuesto o componentes que no sean aquellos provistos por el fabricante de este Micrófono de mesa podría incrementar las emisiones electromagnéticas y disminuir la inmunidad electromagnética, lo que podría afectar al rendimiento.

 **ADVERTENCIA:** Si un equipo de comunicaciones de radiofrecuencia portátil se utiliza a menos de 30 cm (12") del Micrófono de mesa, esto podría afectar negativamente el rendimiento de su audífono. Si esto ocurriese, aléjese del equipo de comunicaciones.

Aunque el Miracle-Ear**LINK**<sup>™</sup> micrófono de mesa AV no cuenta con una certificación formal (clasif. IP) para la protección contra la entrada de polvo o agua, ha sido probado según IEC 60529 al nivel IP 52. Esto significa que el Micrófono de mesa está protegido del polvo.

La batería del Miracle-Ear**LINK**<sup>™</sup> micrófono de mesa AV no es reemplazable. No intente reemplazar la batería. El Micrófono de mesa no contiene piezas que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario. No lo abra ni realice modificaciones.

No conecte el Micrófono de mesa a ningún dispositivo que no haya sido descrito en este manual. La vida útil esperada del Micrófono de mesa es de 3 años.

## Descripción técnica inalámbrica

Este Miracle-Ear**LINK**<sup>™</sup> micrófono de mesa AV funciona en la banda de 2,4-2,4835 GHz con una potencia radiada efectiva máxima de 8 dBm, con un tipo de modulación de transmisión de 1M12FXD y un ancho de banda de 1,1 MHz. La sección del receptor de radio tiene un ancho de banda de 2 MHz.

# Avisos reglamentarios

## Avisos reglamentarios

FCC ID: 2AS2V-TM10

IC: 24964-TM10

IFETEL: RCPSTTM20-2114

### Aviso FCC/IC

Este dispositivo es conforme a la parte 15 de las normas FCC y a los estándares RSS exentos de licencia de ISED Canadá. La operación del dispositivo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del mismo.

NOTA: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas realizadas en este equipo. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

### Aviso IFETEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

# Avisos reglamentarios

Fabricado por:

**Miracle-Ear**

150 South Fifth Street, Suite 2300

Minneapolis, MN 55402

Este dispositivo produce energía de radiofrecuencia. Por lo tanto, pueden producirse interferencias en las proximidades de equipos marcados con el siguiente símbolo.



Deséchelo de forma apropiada



Consulte el manual de operaciones



Mantener seco







Distributed By Miracle-Ear, Inc.  
150 South Fifth Street, Suite 2300  
Minneapolis, MN 55402  
[www.miracle-ear.com](http://www.miracle-ear.com)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks is under license.

All trade names and trademarks are properties of their respective owners.

BKLT3072-03-EE-ME 86334-007