



MEEASY™ ITE, ITC & CIC

with Audiotone® Pro Technology User Manual

Content

Welcome	4
<hr/>	
Your hearing aids	5
<hr/>	
Hearing aid type	5
Getting to know your hearing aids	5
Components and names	6
Controls	8
Settings	10
Batteries	11
<hr/>	
Battery size and handling tips	11
Replacing batteries	12
Daily use	13
<hr/>	
Turning on and off	13
Inserting and removing the hearing aids	14
Adjusting the volume	17
Changing the hearing program	17
Special listening situations	18
<hr/>	
On the phone	18
Audio induction loops	19
Maintenance and care	20
<hr/>	
Hearing aids	20
Professional maintenance	21

Further information	22
Safety information	22
Accessories	22
Symbols used in this document	22
Troubleshooting	23
Service and warranty	25

Welcome

Thank you for choosing Miracle-Ear® hearing aids to accompany you through everyday life. Like anything new, it may take you a little time to become familiar with them.

This guide, along with support from your Hearing Care Specialist, will help you understand the advantages and greater quality of life your hearing aids offer.

To receive the most benefit from your hearing aids, it is recommended that you wear them every day, all day. This will help you get adjusted to them.



CAUTION

It is important to read this user manual and the safety manual thoroughly and completely. Follow the safety information to avoid damage or injury.

Your hearing aids



This user manual describes optional features that your hearing aids may or may not have.

Ask your Hearing Care Specialist to indicate the features that are valid for your hearing aids.

Hearing aid type

Your hearing aids are customized models that have been individually manufactured based on the anatomy of your ears. They are worn directly in the ear, either in the bowl of the ear or deep inside the ear canal. They are not intended for children under the age of 3 years or persons with a developmental age of under 3 years.

Getting to know your hearing aids

It is recommended to familiarize yourself with your new hearing aids. With the hearing aids in your hand try using the controls and note their location on the hearing aid. This will make it easier for you to feel and press the controls while wearing the hearing aids.




If you have problems pressing the controls of your hearing aids while wearing them, you can ask your Hearing Care Specialist about a remote control option.

Components and names

This user guide describes several types of hearing aids. Use the following pictures to identify the type of hearing aid that you use.


Note that the push button, volume control wheel and vent are individually positioned on your hearing aid to best suit your ear. The appearance of your hearing aids may therefore differ from that of those pictured.

ITE (In The Ear)




- ① Microphone
 - ② Push button (optional)
 - ③ Battery compartment
 - ④ Volume control wheel (optional)
 - ⑤ Vent (optional)
-

ITC (In The Canal) with controls



- ① Vent (optional)
 - ② Volume control wheel (optional)
 - ③ Battery compartment
 - ④ Push button (optional)
 - ⑤ Microphone
-

CIC (Completely In the Canal)



- ① Vent (optional)
 - ② Battery compartment (with optional push button function)
 - ③ Microphone
 - ④ Removal cord
-

Controls

With the controls you can, for example, adjust the volume or switch hearing programs. Your hearing aids either have a push button, a volume control wheel, or no control at all. For some hearing aids, the battery compartment also functions as a push button.

Your Hearing Care Specialist has programmed your desired functions to the controls.

Control	Left	Right
Push button	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Battery compartment with push button function	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Volume control wheel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
No control	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



You can also ask your Hearing Care Specialist whether a remote control to control your hearing aids is available.

Push button function

L R

Press briefly:

Program change

○ ○

Press long:

Standby/turn on

○ ○

L = Left, R = Right

Volume control wheel function

Increase volume:

Rotate wheel forward.



Decrease volume:

Rotate wheel backward.



Settings

Hearing programs

1

2

3

4

Read more in section "Changing the hearing program".

Features

- Power-on delay** enables whistle-free insertion of hearing aids.

Read more in section "Turning on and off".

- A **telecoil** is built into the hearing aid, so it can connect with audio induction loops.

Read more in section "Audio induction loops".

Batteries

When the battery is low the sound becomes weaker or you will hear an alert signal. The battery type will determine how long you have to replace the battery.

Battery size and handling tips

Ask your Hearing Care Specialist for recommended batteries.

Battery size: 10 312 13

- Always use the correct battery size for your hearing aids.
- Remove the batteries if you intend not to use the hearing aids for several days.
- Always carry spare batteries.
- Remove empty batteries immediately and follow your local recycling rules for battery disposal.

Replacing batteries


Removing the battery:

- ▶ Open the battery compartment.
- ▶ Remove the battery by hand.



Inserting the battery:

- ▶ If the battery has a protective film, remove it only when you are ready to use the battery.
- ▶ Insert the battery with the "+" symbol facing upwards.



- ▶ Carefully close the battery compartment. If you feel resistance, the battery is not inserted correctly. Do not attempt to close the battery compartment by force. It can be damaged.

Daily use

Turning on and off

You have the following options to turn your hearing aids on or off.

Via battery door:

- ▶ Turning on: Close the battery compartment.
The **default** volume and hearing program are set.
- ▶ Turning off: Open the battery compartment fully.

Via push button:

- ▶ Turning on or off: Press and hold the push button for several seconds. Refer to section "Controls" for the settings of your controls.
After turning on, the **previously** used volume and hearing program remain set.

When wearing the hearing aids, an alert tone can indicate when an hearing aid is being turned on or off.

When the **power-on delay** is activated, the hearing aids turn on after a delay of several seconds. During this time you can insert the hearing aids into your ears without experiencing unpleasant feedback whistling.

The "power-on delay" can be activated by your Hearing Care Specialist.

Inserting and removing the hearing aids


Your hearing aids have been fine-tuned for your right and left ear. The color of the labeling on the hearing aids indicates the side:

- red labeling = right ear
- black or blue labeling = left ear

Inserting a hearing aid:

- ▶ Carefully push the hearing aid into the ear canal.
- ▶ Twist it slightly until it sits well.

Open and close your mouth to avoid accumulation of air in the ear canal.



For CIC styles:

- ▶ Pay special attention to the removal cord indicating the bottom.

i

- It may be helpful to insert the right hearing aid with the right hand and the left hearing aid with the left hand.
- If you have problems inserting the ear piece, use the other hand to gently pull your earlobe downwards. This opens the ear canal and eases insertion of the ear piece.


Removing a hearing aid:



NOTICE

Never pull on the battery door or volume control wheel to remove the hearing aid. This could damage your hearing aid.

- ▶ Push lightly on the back of your ear to loosen the hearing aid.
- ▶ If your hearing aid is equipped with a removal cord, remove the hearing aid by pulling the removal cord towards the back of your head.
- ▶ For all other hearing aids: Grip the hearing aid in the ear canal with two fingers and pull it carefully out.



Clean and dry your hearing aids after usage. Read more in section "Maintenance and care".

Adjusting the volume

Your hearing aids automatically adjust the volume to the listening situation.

- ▶ If you prefer manual volume adjustment, rotate the volume control wheel.

Refer to section "Controls" for the settings of your controls.

An optional signal tone can indicate the volume change. Once the maximum or minimum volume has been reached, you may hear an optional signal tone.

Changing the hearing program

Depending on the listening situation, your hearing aids automatically adjust their sound.

Your hearing aids may also have several hearing programs which allow you to change the sound, if needed. An optional signal tone can indicate the program change.

- ▶ To change the hearing program, press the push button briefly.

Refer to section "Controls" for the setting of your controls. Refer to section "Settings" for a list of your hearing programs.

Special listening situations

On the phone

When you are on the phone, turn the receiver slightly so that it does not completely cover your ear.



Telephone program

You may prefer a certain volume when using the phone. Ask your Hearing Care Specialist to configure a telephone program.

- ▶ Switch to the telephone program whenever you are on the phone.

If a telephone program is configured for your hearing aids, it is listed in section "Settings".

Audio induction loops

Some telephones and public places like theatres offer the audio signal via an audio induction loop. With this system, your hearing aids can directly receive the desired signal - without distracting noise in the environment.

You can usually recognize audio induction loop systems by certain signs.



Whether a telecoil is built into your hearing aid is listed in section "Settings". If a telecoil is built in, you have the following options.

Ask your Hearing Care Specialist to configure a telecoil program.

- ▶ Switch to the telecoil program whenever you are in a place with an audio induction loop.

If a telecoil program is configured for your hearing aids, it is listed in section "Settings".

Maintenance and care

To prevent damage it is important that you take care of your hearing aids and follow a few basic rules, which will soon become a part of your daily routine.

Hearing aids


Drying and storage

- ▶ Dry your hearing aids overnight.
- ▶ Ask your Hearing Care Specialist for recommended drying products.
- ▶ For longer periods of non-use, store your hearing aids with open battery compartment and batteries removed in a drying system to avoid the adverse effects of moisture.

Cleaning

For hygiene reasons and to maintain functionality, clean your hearing aids daily.

- ▶ Clean your hearing aids daily with a soft, dry tissue.
- ▶ Your hearing aids may have a wax protection. This prevents the ingress of earwax. Be careful not to damage the wax protection when cleaning your hearing aids.



- ▶ Never use running water or immerse the devices in water.
- ▶ Never apply pressure while cleaning.
- ▶ Ask your Hearing Care Specialist for recommended cleaning products, special care sets, or more information on how to keep your hearing aids in good condition.



Professional maintenance

Your Hearing Care Specialist can perform a thorough professional cleaning and maintenance.

In the event that the wax protection or microphone protection (windscreen) needs to be replaced, this should be carried out by a professional.

Ask you Hearing Care Specialist for your individual recommendation of maintenance intervals and for support.

Further information

Safety information

For more safety information, refer to the safety manual supplied with the device.

Accessories

The type of available accessories depends on the hearing aid type. An example is: a remote control.

Consult your Hearing Care Specialist for further information.

Symbols used in this document



Points out a situation that could lead to serious, moderate, or minor injuries.



Indicates possible property damage.



Advice and tips on how to handle your device better.

Troubleshooting

Problem and possible solutions

Sound is weak.

- Increase the volume.
 - Gently close the battery compartment completely.
 - Clean the hearing aid.
 - Replace the empty battery.
 - Ask your Hearing Care Specialist to exchange the wax protection and/or the microphone cover.
-

Hearing aid emits whistling sounds.

- Reinsert the hearing aid until it fits securely.
 - Decrease the volume.
 - Clean the hearing aid.
-

Sound is distorted.

- Decrease the volume.
 - Replace the empty battery.
 - Clean the hearing aid.
 - Ask your Hearing Care Specialist to exchange the wax protection and/or the microphone cover.
-

Hearing aid emits signal tones.

- Replace the empty battery.
-

Problem and possible solutions

Hearing aid does not work.

- Turn the hearing aid on.
 - Gently close the battery compartment completely.
 - Replace the empty battery.
 - Make sure the battery is inserted correctly.
 - Power-on delay is active.
Wait several seconds and check again.
-

Consult your Hearing Care Specialist if you encounter further problems.

Service and warranty

Serial numbers

Left:

Right:

Service dates

1:

4:

2:

5:

3:

6:

Warranty

Date of purchase:

Warranty period in months:

Your Hearing Care Specialist



MEEASY™ ITE, ITC & CIC

con tecnología Audiotone® Pro Manual del usuario

Contenidos

Bienvenido	4
<hr/>	
Los audífonos	5
<hr/>	
Tipo de audífono	5
La importancia de conocer el audífono	5
Componentes y nombres	6
Controles	8
Configuración	10
Pilas	11
<hr/>	
Tamaño de la pila y consejos para el manejo	11
Sustituir las pilas	12
Uso diario	13
<hr/>	
Conexión y desconexión	13
Inserción y extracción de los audífonos	15
Regulación del volumen	18
Cambio del programa de audición	18
Situaciones de escucha especiales	19
<hr/>	
Al teléfono	19
Bucles de inducción de audio	20
Mantenimiento y cuidados	21
<hr/>	
Audífonos	21
Mantenimiento profesional	22

Información adicional	23
Información de seguridad	23
Accesorios	23
Símbolos utilizados en este documento	23
Solución de problemas	24
Servicio y garantía	26

Bienvenido

Gracias por elegir nuestros audífonos para que le acompañen en su vida cotidiana. Como todas las cosas nuevas, es posible que tarde un poco en familiarizarse con ellos.

Este manual, junto con la asistencia de su especialista en audición, le ayudará a conocer las ventajas y la calidad de vida superior que le ofrecen los audífonos.

Para obtener el máximo beneficio posible de los audífonos, se recomienda que los lleve a diario y durante todo el día. Esto le ayudará a adaptarse a ellos.



ATENCIÓN

Es importante que lea detenidamente este manual del operador y el manual de seguridad de principio a fin. Siga la información de seguridad para evitar daños o lesiones.

Los audífonos

i

En este manual del operador se describen prestaciones opcionales que sus audífonos pueden tener o no tener.

Solicite al especialista en audición que le indique qué prestaciones son válidas para sus audífonos.

Tipo de audífono

Los audífonos son modelos personalizados que se han fabricado específicamente para la anatomía de sus oídos. Se colocan directamente en el oído, ya sea en la cavidad de la oreja o introducidos en el canal auditivo. No se han diseñado para niños menores de 3 años ni para personas cuya edad de desarrollo esté por debajo de los 3 años.

La importancia de conocer el audífono

Se recomienda familiarizarse con el nuevo audífono. Con el instrumento en la mano, intente utilizar los controles y recordar su ubicación en el instrumento. Esto facilita la localización de los controles para pulsarlos al llevar el audífono puesto.

i


Si tiene problemas para pulsar los controles del audífono cuando lo lleva puesto, puede solicitar al especialista en audición la opción del telemando.

Componentes y nombres

En este manual del operador se describen diversos tipos de audífonos. Utilice las imágenes siguientes para identificar su tipo de audífono.


Tenga en cuenta que tanto el pulsador como la rueda de control de volumen y el respiradero están colocados individualmente en el audífono para adaptarse mejor a su oído. Por lo tanto, el aspecto de los audífonos puede diferir de los de las imágenes.

ITE (In The Ear)




- ① Micrófono
 - ② Pulsador (opcional)
 - ③ Compartimento de la pila
 - ④ Rueda de control de volumen (opcional)
 - ⑤ Respiradero (opcional)
-

ITC (In The Canal) con controles



- ① Respiradero (opcional)
 - ② Rueda de control de volumen (opcional)
 - ③ Compartimento de la pila
 - ④ Pulsador (opcional)
 - ⑤ Micrófono
-

CIC (Completely In the Canal)



- ① Respiradero (opcional)
 - ② Compartimento de la pila (con opción de pulsador opcional)
 - ③ Micrófono
 - ④ Cordón de extracción
-

Controles

Con los controles podrá, por ejemplo, ajustar el volumen o cambiar de programa de audición. Los audífonos poseen un pulsador, una rueda de control de volumen o bien no tienen controles. En algunos instrumentos, el compartimento de la pila también funciona como pulsador.

Su especialista en audición ha programado las funciones deseadas para los controles.

Control	Izquierda	Derecha
Pulsador	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Compartimento de la pila con función de pulsador	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rueda de control de volumen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ningún control	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



También puede preguntar al especialista en audición si existe un telemando o una aplicación de smartphone para controlar los audífonos.

Función del pulsador	L	R
Si se pulsa brevemente:		
Cambio de programa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pulsación larga:		
En espera/Conectar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = izquierda, R = derecha

Función de rueda de control de volumen

Aumente el volumen:
Girar rueda hacia delante.



Disminuir volumen:
Girar rueda hacia atrás.



Configuración

Programas de audición

1

2

3

4

Obtenga más información en la sección "Cambio del programa de audición".

Características

- El **retardo de la conexión** activa la inserción de audífonos sin silbidos.

Obtenga más información en la sección "Conexión y desconexión".

- En el audífono hay una **bobina telefónica** integrada de forma que pueda conectarse con bucles de inducción de audio.

Obtenga más información en la sección "Bucles de inducción de audio".

Pilas

Cuando el nivel de la pila es bajo, el sonido se vuelve más débil o se oye una señal de alerta. El tipo de pila determinará el tiempo disponible hasta tener que sustituir la pila.

Tamaño de la pila y consejos para el manejo

Solicite las pilas recomendadas a su especialista en audición.


Tamaño de la pila: 10 312 13

- Utilice siempre el tamaño de pila adecuado para sus audífonos.
- Extraiga las pilas si no va a usar los audífonos durante varios días.
- Lleve siempre pilas de repuesto.
- Extraiga inmediatamente las pilas descargadas y siga la normativa local de reciclaje para eliminar las pilas.

Sustituir las pilas


Retirar la pila:

- ▶ Abra el compartimento de la pila.
- ▶ Extraiga la pila manualmente.



Colocar la pila:

- ▶ Si la pila tiene una película protectora, retírela solo cuando vaya a utilizar la pila.
- ▶ Inserte la pila con el símbolo "+" hacia arriba.



- ▶ Cierre con cuidado el compartimento de la pila. Si ofrece resistencia, la pila no se ha insertado correctamente.

No intente cerrar el compartimento de la pila haciendo fuerza. Puede dañarlo.

Uso diario

Conexión y desconexión

Dispone de las siguientes opciones para conectar y desconectar los audífonos.

Con el compartimento de la pila:

- ▶ Conexión: Cierre el compartimento de la pila.
Se restablecen el volumen y el programa de audición **predeterminados**.
- ▶ Desconexión: Abra totalmente el compartimento de la pila.

Con el pulsador:

- ▶ Conexión o desconexión: Pulse y mantenga pulsado el pulsador durante varios segundos. Consulte la configuración de los controles en la sección "Controles".
Tras la conexión, se restablecen el volumen y el programa de audición utilizados **anteriormente**.

Al llevar los audífonos puestos, un tono de alerta puede indicar cuándo se conecta o se desconecta el audífono.

Cuando se activa el **retardo de la conexión**, el audífono se conecta tras un retardo de varios segundos. Durante ese tiempo, podrá ponerse los audífonos en los oídos sin experimentar silbidos de retroalimentación desagradables.

El especialista en audífonos puede activar el "retardo de la conexión".

Inserción y extracción de los audífonos


Los audífonos se han ajustado para el oído derecho e izquierdo. El color de la etiqueta de los audífonos señala el lado al que corresponden:

- Etiqueta roja = Oído derecho
- Etiqueta negra o azul = Oído izquierdo

Inserción de un audífono:

- ▶ Introduzca con cuidado el audífono en el canal auditivo.
- ▶ Gírelo un poco para que se asiente bien.

Abra y cierre la boca para evitar la acumulación de aire en el canal auditivo.



Para modelos CIC:

- ▶ Ponga especial atención al cordón de extracción que señala la parte inferior.

i

- Puede resultarle útil insertar el audífono derecho con la mano derecha y el audífono izquierdo con la mano izquierda.
- Si tiene problemas para insertar el auricular, utilice la otra mano para tirar suavemente del lóbulo de la oreja hacia abajo. Esto abre el canal auditivo y facilita la inserción del auricular.


Extracción de un audífono:



AVISO

Nunca tire de la puerta del compartimento de la pila o de la rueda de control de volumen para extraer el audífono. Esto podría dañar el audífono.

- ▶ Empuje ligeramente tras la oreja para aflojar el audífono.
- ▶ Si el audífono dispone de un cordón de extracción, retire el audífono tirando suavemente del cordón de extracción hacia la parte de atrás de la cabeza.
- ▶ Para todos los demás audífonos: Sujete el audífono en el canal auditivo con dos dedos y tire de él con cuidado.



Limpie y seque los audífonos después de utilizarlos. Obtenga más información en la sección "Mantenimiento y cuidados".

Regulación del volumen

Los audífonos ajustan automáticamente el volumen a la situación auditiva.

- ▶ Si prefiere el ajuste manual del volumen, gire la rueda de control de volumen.

Consulte la configuración de los controles en la sección "Controles".

Un tono de aviso opcional puede indicar el cambio de volumen. Cuando se haya alcanzado el volumen máximo o mínimo, puede oír un tono de aviso opcional.

Cambio del programa de audición

Según la situación de escucha, los audífonos ajustan automáticamente el sonido.

Es posible que sus audífonos también tengan varios programas de audición que permitan cambiar el sonido si es necesario. Un tono de aviso opcional puede indicar el cambio de programa.

- ▶ Para cambiar el programa de audición, accione el pulsador brevemente.

Consulte la configuración de los controles en la sección "Controles". Para obtener una lista de los programas de audición, consulte la sección "Configuración".

Situaciones de escucha especiales

Al teléfono

Cuando esté al teléfono, gire el receptor ligeramente para que no cubra la oreja por completo.



Programa de teléfono

Al utilizar el teléfono puede ser necesario un volumen determinado. Pregunte a su especialista en audición para configurar un programa de teléfono.

- Cambie al programa de teléfono siempre que esté al teléfono.

Si se ha configurado un programa de teléfono para los audífonos, aparece en la lista de la sección "Configuración".

Bucles de inducción de audio

Algunos teléfonos y lugares públicos como los teatros ofrecen la señal de audio (música y voz) a través de un bucle de inducción de audio. Con este sistema, los audífonos pueden recibir directamente la señal deseada, sin ruido ambiental molesto.

Normalmente los sistemas de bucle de inducción de audio se reconocen por ciertas señales.



Si su audífono dispone de una bobina telefónica integrada, aparece indicado en la sección "Configuración". Si la bobina telefónica está integrada, cuenta con las siguientes opciones.

Pregunte a su especialista en audición para configurar un programa de bobina telefónica.

- Cambie al programa de bobina telefónica cuando se encuentre en un lugar donde haya bucles de inducción de audio.

Si se ha configurado un programa de bobina telefónica para los audífonos, aparece en la lista de la sección "Configuración".

Mantenimiento y cuidados

Para evitar daños, es importante cuidar los audífonos y seguir unas reglas básicas que pronto se convertirán en parte de su rutina diaria.

Audífonos

Secado y almacenamiento


- ▶ Seque el audífono durante la noche.
- ▶ Pregunte a su especialista en audición sobre los productos de secado recomendados.
- ▶ Durante períodos más largos de no utilización, guarde los audífonos con el compartimento de las pilas abierto y las pilas quitadas en un sistema de secado para evitar los efectos adversos de la humedad.

Limpieza

Por motivos de higiene y para mantener la funcionalidad, limpie los audífonos a diario.

- ▶ Limpie los audífonos a diario con un paño suave y seco.

- ▶ Los audífonos tienen una protección contra la cera. Esto evita que esta entre en el aparato. Tenga cuidado de no dañar la protección contra la cera al limpiar los audífonos.



- ▶ No utilice nunca agua corriente ni sumerja los dispositivos en agua.
- ▶ No aplique nunca presión durante la limpieza.
- ▶ Pregunte a su especialista en audición sobre los productos de limpieza recomendados y los kits de mantenimiento, o pídale más información sobre cómo mantener los audífonos en buen estado.



Mantenimiento profesional

Su especialista en audición puede realizar una limpieza y un mantenimiento exhaustivos y profesionales.

En caso de que se tenga que sustituir la protección contra cera o la protección del micrófono (filtro de protección), deberá solicitarse la ayuda de un profesional.

Solicite a su especialista en audición una recomendación personalizada de los intervalos de mantenimiento y asistencia.

Información adicional

Información de seguridad

Para obtener más información de seguridad, consulte el manual de seguridad suministrado con el dispositivo.

Accesorios

El tipo de accesorios disponibles depende del tipo de audífono. Como ejemplos: un telemando o una aplicación de smartphone para telemando.

Si desea más información, consulte a su especialista en audición.

Símbolos utilizados en este documento



Indica una situación que podría provocar lesiones leves, moderadas o graves.



Indica posibles daños materiales.



Consejos y sugerencias para manejar mejor el dispositivo.

Solución de problemas

Problema y posibles soluciones

El sonido es débil.

- Suba el volumen.
 - Cierre completamente el compartimento de la pila con suavidad.
 - Limpie el audífono.
 - Sustituya la pila descargada.
 - Pida al especialista en audición que cambie la protección contra la cera o la cubierta del micrófono.
-

El audífono emite silbidos.

- Vuelva a colocar el audífono hasta que quede bien asentado.
 - Baje el volumen.
 - Limpie el audífono.
-

El sonido se distorsiona.

- Baje el volumen.
 - Sustituya la pila descargada.
 - Limpie el audífono.
 - Pida al especialista en audición que cambie la protección contra la cera o la cubierta del micrófono.
-

El audífono emite tonos de aviso.

- Sustituya la pila descargada.
-

Problema y posibles soluciones

El audífono no funciona.

- Conecte el audífono.
 - Cierre completamente el compartimento de la pila con suavidad.
 - Sustituya la pila descargada.
 - Compruebe si la pila está bien colocada.
 - El retardo de la conexión está activado.
Espere unos segundos y vuelva a comprobarlo.
-

En caso de otros problemas, consulte al especialista en audición.

Servicio y garantía

Números de serie

Izquierda:

Derecha:

Fechas de servicio

1: _____ 4: _____

2: _____ 5: _____

3: _____ 6: _____

Garantía

Fecha de compra:

Período de garantía (meses):

Su especialista en audición

**Your Miracle-Ear® Representative:
Su representante de Miracle-Ear:®**



Distributed by Miracle-Ear, Inc.
150 South Fifth Street, Suite 2300
Minneapolis, MN 55402
www.miracle-ear.com

Information in this manual subject to change without notice.
La información de este manual está sujeta a cambio sin previo aviso.
Derechos de autor ©2020 Miracle-Ear, Inc.

Hearing instrument made in China
Instrumento de audición hecho en China