



ME CHARGE™

Inductive Charger with Lid User Manual

www.miracle-ear.com

Content

Before you start	4
Components	6
Preparing the charger	7
Charging	10
Correct position of the hearing aids	12
Charging status	13
Charging tips	16
Further information	23
Maintenance and care	23
Troubleshooting	24

Important safety information	27
Personal safety	27
Product safety	33
Important information	35
Explanation of symbols	35
Operating, transport, and storage conditions	37
Technical data of the power supply	38
Disposal information	39

Before you start

This device is intended to charge Miracle-Ear® specific BTE and RIC hearing aids with built-in power cells (lithium-ion rechargeable batteries). Your Hearing Care Specialist will advise you on the compatible models.

The charger is only intended for indoor use. Review and follow the operating conditions in section "Operating, transport, and storage conditions".


The charger is not intended as a means of storage for transportation of hearing aids.



CAUTION

Read this user manual thoroughly and completely and follow the safety information in this document to avoid damage or injury.

Components



-
- | | |
|------------------|-----------------------------|
| ① Status LEDs | ④ USB power cable |
| ② Charging slots | ⑤ USB port for power supply |
| ③ Power plug | |
-

Preparing the charger



NOTICE

Use of incompatible parts poses a risk of malfunction.

- ▶ Use only the power supply and country specific adapter that is provided with the charger.




WARNING

Risk of electric shock!

- ▶ Connect the charger only with a 5V DC USB power supply which complies with IEC 60950-1 and/or IEC62368-1.

Connecting the USB power cable

- ▶ Connect the micro-USB side of the USB power cable to the charger **1**.
- ▶ Depending on your country, you may have to connect the other side of the USB power cable to a suitable country-specific power plug **2**.



Charging



NOTICE

Please make sure that the power plug is easily accessible to remove it from the power supply if necessary.

- ▶ Connect the charger to the power supply.

The charger has power and is ready to use when all LEDs for each charging slot turn on in succession.

- ▶ Put the hearing aids in the charging slots as shown in the picture.
- ▶ The hearing aids automatically turn off and start charging.
- ▶ You can charge both hearing aids at the same time.
- ▶ The charging status is indicated by the LEDs. See "Charging status" section of this manual.
- ▶ When you want to use your hearing aids, take them out of the charger. They will automatically turn on.
- ▶ You can leave the charger plugged in or remove it from the power supply.



Correct position of the hearing aids

- The left and right hearing aids can be inserted into either charging slot. The slots are not side specific.
- The hearing aids sit loosely in the charging slots.
- The ear pieces of the hearing aids should always be placed into the recessed portion of the charger.
- Make sure the bottom part of the hearing aids are placed well into the charging slots.



Charging status

LED	Status description
-----	--------------------



No LED:

Charger is not connected to power supply.



Single green LED turns on successively:

Charger is connected to a power supply and ready to charge. No hearing aid is inserted in the respective charging slot or the hearing aid is not inserted correctly.

LED**Status description**



Flashing orange LED:

Charging status of the hearing aid is displayed before charging starts.



Single orange LED:

Charging status 0 to 33 %



Single green LED:

Charging status 34 to 66 %



Two green LEDs:

Charging status 67 to 99 %

LED**Status description**



Three green LEDs:
Hearing aid is fully charged.



Single orange LED flashes successively:
Cooling phase
Charging is resumed after 5 minutes.



Flashing red LEDs: Error
Read more in section "Troubleshooting".

Charging tips

You may have some questions on how to best charge your hearing aids. Read the questions and answers below. If you have more questions, your Hearing Care Specialist can help you.

How often do I need to charge my hearing aids?

We recommend charging your hearing aids daily, even if the power cell is not empty. Charge them overnight so you can start your day with fully-charged hearing aids.

How long does charging take?

A full charging cycle takes approximately 3 to 4 hours.

After 30 minutes, it is possible to use your hearing aids for up to 7 hours.

Charging times may vary due to the use of the hearing aids and the age of the power cell.

Can I leave the hearing aids in the charger?

Even when fully charged, you can leave the hearing aids in the charger. They automatically stop charging when they are fully charged.

What happens if I forgot to charge?

Your hearing aids will automatically switch-off when the power cell is empty. Charge the hearing aids as soon as possible.

Hearing aids that have not been charged for over 6-months may be damaged due to an unrecoverable deep-discharge of the power cell. Deep-discharged power cells cannot be charged and must be replaced.

Can I use the charger for drying the hearing aids?

Your charger dries the hearing aids while charging. You can also use conventional products to dry your aids.



What if I intend not to use the hearing aids for several days or longer?

- Short-term storage (up to several days): Turn off your hearing aids via the push button or place them in the powered charger.

The charger must be connected to the power supply. If the charger is not connected to power supply and you place your hearing aids in the charger, the hearing aids are not turned off.

Note that when you turn off the hearing aids via a remote control or smartphone app, the hearing aids are not turned off completely. They are in standby-mode and still draw some power.

- Long-term storage (weeks, months, ...): First, fully charge your hearing aids. Then, turn them off via the push button before storing them. We recommend using drying products while storing the hearing aids.

At 6-month intervals you must charge the hearing aids to avoid an unrecoverable deep-discharge of the power cell. Deep-discharged power cells cannot be charged anymore and will have to be replaced. We recommend recharging more frequently than 6-month intervals.


Observe the storage conditions in hearing aids' user manual.

Ask your Hearing Care Specialist for recommended drying products.

What should I pay attention to when charging?

The hearing aids and charger must be clean and dry. Observe the operating conditions in section "Operating, transport, and storage conditions." Avoid charging at high ambient temperatures, as this can shorten the life span and capacity of the power cell.

If you use the charger in a very warm environment, the charger will stop charging in order to cool down. This will happen when the charger's temperature exceeds 45° C. The LEDs will flash orange during the cooling phase. Charging resumes automatically after 5 minutes. Do not touch the hearing aids while the LEDs are flashing orange, because the hearing aids may be hot.

 **What should I pay attention to when using a power strip with energy-saving features?**

- Turn on the power strip before you insert the hearing aids into the charger. Otherwise, the hearing aids may not be detected by the charger.
- Do not turn off the power strip while the hearing aids are in charger. Otherwise, the hearing aids will automatically turn on and discharge in the charger.

Before you turn off the power strip, remove the hearing aids from the charger and turn them off via the push button.

Further information

Maintenance and care



NOTICE

Risk of injuries caused by electric shock!

- ▶ If cleaning is required, disconnect the charger from the power supply.
- ▶ Clean the charger with a soft, dry tissue.
- ▶ Never use running water or immerse the charger in water.
- ▶ Do not sterilize or disinfect the charger.

Troubleshooting

Problem and possible solutions

No LED lights are on.

- Check if the power supply is connected correctly.
-

LEDs are flashing orange successively.

Charger has reached the temperature limit and is now in a cooling phase. Charging is resumed after 5 minutes.

- Do not touch the hearing aids while the LEDs are flashing orange. The hearing aids may be hot.
-

Problem and possible solutions

LEDs are flashing red alternately.

An error in the charger has occurred.

- Take the hearing aids out of the charger and disconnect the charger from the power supply.
- Reconnect the charger to the power supply and re-insert the hearing aids in the charging slots.

If the LEDs are still flashing red:

- Take the hearing aids out of the charger and disconnect the charger from the power supply.
 - Contact your Hearing Care Specialist for support.
-

Problem and possible solutions

Three LEDs are flashing red together.

An error in the hearing aids has occurred.

- Take the hearing aids out of the charger and disconnect the charger from the power supply.
 - Contact your Hearing Care Specialist for support.
-

Consult your Hearing Care Specialist if you encounter further problems.

Important safety information

Personal safety



WARNING

Risk of burns!

- ▶ Do not place anything other than your hearing aids in the charger.



WARNING

Risk of electrical shock!

- ▶ Do not use obviously damaged devices. Return them to your local Miracle-Ear Center.



WARNING

Choking hazard!

Your device contains small parts which can be swallowed.

- ▶ Keep hearing aids, batteries and accessories out of reach of children and cognitively impaired persons.
- ▶ If parts have been swallowed consult a physician or hospital immediately.



WARNING

Note that any unauthorized changes to the product may cause damage to the product or cause injury.

- ▶ Use only approved parts and accessories. Ask your Hearing Care Specialist for support.



WARNING

Risk of explosion!

- ▶ Do not use your device in explosive atmospheres (e. g. in mining areas).



WARNING

Charging systems may interfere with measuring devices and electronic equipment.

- ▶ On airplanes: The charger complies with RTCA/DO-160G, Section 21, Category H. Therefore, use of the charger on airplanes during the flight should be permissible.

The aircraft crew may ask you to not charge the hearing aids during the flight.



WARNING

Charging systems may interfere with measuring devices and electronic equipment.

- ▶ In hospitals: The charger complies with CISPR 35 and CISPR 32. Therefore, use of the charger in hospitals should be permissible.

The charger may interfere with highly sensitive devices. In those cases appropriate steps shall be taken (increase distance from sensitive devices or disconnect the charger from power supply).



WARNING

Interference with implantable devices

- ▶ The device can be used with all electronic implants that comply with the ANSI/AAMI/ISO 14117:2012 Electromagnetic compatibility standard for human implants.
- ▶ In case your implant does not comply with the ANSI/AAMI/ISO 14117:2012 standard, consult the manufacturer of your implantable device for information about the risk of disturbance.

Product safety



NOTICE

- ▶ Protect your devices from extreme heat. Do not expose them to direct sunlight.



NOTICE

- ▶ Protect your devices from high humidity.



NOTICE

- ▶ Do not dry your devices in the microwave oven.



NOTICE

- ▶ Do not use the device when the status indicators are red.



NOTICE

While connected to power, the charger's magnetic field may cause interference to electrical devices and may delete stored data.

- ▶ While connected to power, keep the charger away from credit cards, computers, monitors, television sets, storage media and other electronic equipment.



NOTICE

- ▶ Do not drop. Internal components may get damaged.



NOTICE

- ▶ Do not disassemble the device.

Important information

Explanation of symbols

Symbols used in this document



Points out a situation that could lead to serious, moderate, or minor injuries.



Indicates possible property damage.



Advice and tips on how to handle your device better.

Symbols on the device or packaging



Indicates the legal manufacturer of the device.



Do not dispose of the device with general domestic waste. Read more in section "Disposal information".



Read and follow the instructions in the user guide.

Operating, transport, and storage conditions

Operating conditions

Temperature	10 to 30 °C
-------------	-------------

Relative humidity	20 to 75 %
-------------------	------------

During extended periods of transport and storage, please observe the following conditions:

	Storage	Transport
Temperature	10 to 40 °C	-20 to 60 °C
Relative humidity	10 to 80 %	5 to 90 %

For other parts, such as hearing aids, other conditions may apply.

Technical data of the power supply

Input voltage:	100-240 V AC
Input current:	0.5 A
Input frequency:	50-60 Hz
Output voltage:	5 V DC
Output current:	1 A

Disposal information

Recycle devices, accessories and packaging according to local regulations.

This device complies with Part 18 of the FCC Rules and with CAN RSS-216 / CNR-216.

Operation is subject to the following three conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- The user shall keep a minimal distance of 20 cm (8 in) during the charging process.



ME CHARGE™

Manual de usuario del cargador inductivo con tapa

www.miracle-ear.com

Contenidos

Antes de empezar	4
Componentes	6
Preparación del cargador	7
Carga	10
Posición correcta de los audífonos	12
Estado de carga	13
Consejos para la carga	16
Información adicional	23
Mantenimiento y cuidados	23
Solución de problemas	24

Información importante de seguridad	27
Seguridad personal	27
Seguridad del producto	33
Información importante	36
Explicación de los símbolos	36
Condiciones de funcionamiento, transporte y almacenamiento	38
Datos técnicos de la fuente de alimentación	40
Información sobre la eliminación	40

Antes de empezar

Este dispositivo se ha diseñado específicamente para cargar nuestros audífonos con baterías integradas (pilas recargables de ion de litio). Su especialista en audición le informará sobre los modelos compatibles.

El cargador debe usarse solo en interiores. Respete y siga las condiciones de funcionamiento de la sección "Condiciones de funcionamiento, transporte y almacenamiento".


El cargador no está diseñado como un medio de almacenamiento para el transporte de audífonos.



ATENCIÓN

Lea este manual del operador por completo y a fondo, y siga la información de seguridad incluida en este documento para evitar daños o lesiones.

Componentes



-
- | | |
|--------------------|--|
| ① LED de estado | ④ Cable de alimentación USB |
| ② Ranuras de carga | ⑤ Puerto USB para fuente de alimentación |
| ③ Enchufe de red | |
-

Preparación del cargador



AVISO

El uso de componentes incompatibles supone un riesgo de fallo.

- ▶ Use solo la fuente de alimentación y el adaptador específico del país suministrados con el cargador.




ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

- ▶ Conecte el cargador únicamente a una fuente de alimentación USB DC 5V que cumpla las normas IEC 60950-1 o IEC 62368-1.

Conexión del cable de alimentación USB

- ▶ Conecte el extremo micro USB del cable de alimentación USB al cargador **1**.
- ▶ Según su país, debe conectar el otro extremo del cable de alimentación USB a un enchufe de alimentación adecuado específico del país **2**.



Carga



AVISO

Asegúrese de que se pueda acceder fácilmente al conector de alimentación para poder retirarlo de la fuente de alimentación, si es necesario.

- ▶ Conecte el cargador a la fuente de alimentación.

Todas las luces LED de cada ranura de carga se encienden sucesivamente, lo que indica que el cargador tiene energía está listo para su uso.

- ▶ Coloque los audífonos en las ranuras de carga tal y como se muestra en la imagen. Puede cargar ambos audífonos a la vez.

Los audífonos se desconectan automáticamente y se empiezan a cargar. Se indica el estado de la carga; consulte la tabla "Estado de carga" en las páginas siguientes.



- ▶ Retire los audífonos del cargador cuando vaya a utilizarlos. Se encenderán automáticamente.
- ▶ Puede dejar el cargador conectado o retirarlo de la fuente de alimentación.

Posición correcta de los audífonos

- Los audífonos izquierdo y derecho se pueden insertar en cualquiera de las dos ranuras de carga. Las ranuras no son específicas para un lado.
- Los audífonos quedan sueltos en las ranuras de carga.
- Los moldes de los audífonos siempre deben colocarse en el orificio.
- Asegúrese de que la parte inferior de los audífonos está bien introducida en las ranuras de carga.



Estado de carga

LED	Descripción del estado
-----	------------------------



No se enciende ninguna luz LED:

El cargador no está conectado a la fuente de alimentación.



Se enciende una luz LED verde sucesivamente:

El cargador está conectado a la fuente de alimentación y listo para la carga. No se ha insertado ningún audífono en la ranura de carga correspondiente, o no se ha insertado correctamente.

LED Descripción del estado



Luz LED naranja parpadeante:

Se lee el estado de carga del audífono antes de iniciar la carga.



Luz LED naranja:

Estado de carga de 0 % a 33 %



Se enciende una luz LED verde:

Estado de carga de 34 % a 66 %



Se encienden dos luces LED verdes:

Estado de carga de 67 % a 99 %

LED

Descripción del estado



Tres luces LED verdes:

El audífono está completamente cargado.



Luz LED naranja que parpadea sucesivamente:

Fase de enfriamiento

La carga se reanuda tras 5 minutos.



Luces LED rojas parpadeantes: Error

Obtenga más información en la sección
"Solución de problemas".

Consejos para la carga

Es posible que tenga algunas preguntas acerca de la mejor manera de cargar los audífonos. Lea las preguntas y respuestas que se proporcionan a continuación. Si tiene otras preguntas, su especialista en audición puede ayudarlo.

¿Con qué frecuencia debo cargar los audífonos?

Se recomienda cargar los audífonos a diario, incluso si la batería no está agotada. Cárguelos por la noche para asegurarse de comenzar el día con los audífonos completamente cargados.

¿Cuánto tardan en cargarse?

Un ciclo de carga completo dura aproximadamente de 3 a 4 horas.

Después de 30 minutos, los audífonos se pueden utilizar durante un máximo de 7 horas.

Los tiempos de carga pueden variar en función del nivel de uso de los audífonos y de la antigüedad de la batería.

¿Puedo dejar los audífonos en el cargador?

Incluso una vez cargados completamente, puede dejar los audífonos en el cargador. Cuando están completamente cargados, la carga se detiene automáticamente.


¿Qué ocurre si olvidé cargarlos?

Los audífonos se apagarán automáticamente cuando la batería esté agotada. Cargue los audífonos lo antes posible.

Los audífonos que no se han cargado en más de 6 meses pueden estar dañados debido a una descarga completa no recuperable de la batería. Las baterías que se han descargado completamente no pueden volver a cargarse y deben sustituirse.

¿Puedo usar el cargador para secar los audífonos?

El cargador seca los audífonos mientras se cargan. También se pueden utilizar productos convencionales para secar los audífonos.

 **¿Y si no voy a usar los audífonos durante varios días o más?**

- Almacenamiento a corto plazo (hasta varios días): Apague los audífonos con el pulsador o colóquelos en el cargador con tensión.

El cargador debe estar conectado a la fuente de alimentación. Si el cargador no está conectado a la fuente de alimentación y coloca los audífonos en el cargador, estos no se apagarán.

Tenga en cuenta que si apaga los audífonos con un control remoto o por medio de la aplicación para smartphones, los audífonos no se apagarán completamente. Entrarán en modo de espera y seguirán consumiendo algo de energía.

- Almacenamiento a largo plazo (semanas, meses, etc.): En primer lugar, cargue completamente los audífonos. Apáguelos con el pulsador antes de guardarlos. Se recomienda el uso de productos de secado durante el almacenamiento de los audífonos.

Deberá cargar los audífonos cada 6 meses a fin de evitar una descarga completa irrecuperable de la batería. Las baterías que se han descargado completamente no pueden volver a cargarse y deben sustituirse. Se recomienda realizar la recarga más frecuentemente que a intervalos de 6 meses.

Respete las condiciones de almacenamiento indicadas en el manual del operador de los audífonos.

Pregunte a su especialista en audición sobre los productos de secado recomendados.

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de cargar?

Los audífonos y el cargador deben estar limpios y secos. Respete las condiciones de funcionamiento de la sección “Condiciones de funcionamiento, transporte y almacenamiento”. Evite realizar la carga a temperaturas ambiente elevadas, ya que se podría reducir la vida útil y la capacidad de la batería.

Si debe utilizar el cargador en un entorno muy caluroso, tenga en cuenta que, si la temperatura del cargador supera los 45 °C, la carga se detendrá para permitir que el cargador se enfríe. Durante la fase de enfriamiento, las luces LED parpadearán en naranja. La carga se reanudará automáticamente después de 5 minutos. No toque los audífonos mientras las luces LED parpaddeen en naranja, ya que podrían estar calientes.

 **¿Qué debo tener en cuenta si utilizo una regleta con funciones de ahorro energético?**

- Encienda la regleta antes de insertar los audífonos en el cargador. De lo contrario, es posible que el cargador no detecte los audífonos.
- No apague la regleta mientras los audífonos estén en el cargador. Si lo hace, los audífonos se encenderán automáticamente y se descargarán en el cargador.

Antes de apagar la regleta, retire los audífonos del cargador y apáguelos mediante el pulsador.

Información adicional

Mantenimiento y cuidados



AVISO

¡Peligro de lesiones por descarga eléctrica!

- ▶ Si hay que limpiarlo, desconecte el cargador de la fuente de alimentación.
- ▶ Limpie el cargador con un paño suave y seco.
- ▶ No utilice nunca agua corriente ni sumerja el cargador en agua.
- ▶ No esterilice ni desinfecte el cargador.

Solución de problemas

Problema y posibles soluciones

Ninguna luz LED está encendida.

- Compruebe que la alimentación esté conectada correctamente.
-

Las luces LED parpadean sucesivamente de color naranja.

El cargador ha alcanzado el límite de temperatura y ahora se encuentra en fase de enfriamiento. La carga se reanuda tras 5 minutos.

- No toque los audífonos mientras las luces LED parpadeen en naranja. Los audífonos pueden estar calientes.
-

Problema y posibles soluciones

Las luces LED parpadean alternativamente de color rojo.

Se ha producido un error en el cargador.

- Extraiga los audífonos del cargador y desconéctelo de la fuente de alimentación.
- Vuelva a conectar el cargador a la fuente de alimentación y vuelva a insertar los audífonos en las ranuras de carga.

Si las luces LED siguen parpadeando en rojo:

- Extraiga los audífonos del cargador y desconéctelo de la fuente de alimentación.
 - Solicite la asistencia de su especialista en audición.
-

Problema y posibles soluciones

Tres luces LED parpadean de color rojo al mismo tiempo.

Se ha producido un error en los audífonos.

- Extraiga los audífonos del cargador y desconéctelo de la fuente de alimentación.
 - Solicite la asistencia de su especialista en audición.
-

En caso de otros problemas, consulte al especialista en audición.

Información importante de seguridad

Seguridad personal



ADVERTENCIA

Riesgo de quemaduras.

- ▶ No coloque en el cargador nada que no sean los audífonos.



ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica.

- ▶ Si el aparato está claramente dañado, no lo use y devuélvalo al punto de venta.



ADVERTENCIA

Peligro de asfixia.

El dispositivo contiene piezas pequeñas que se pueden tragar.

- ▶ Mantenga los audífonos, pilas y accesorios fuera del alcance de los niños y personas con deficiencias mentales.
- ▶ En caso de ingestión de alguna pieza, consulte con un médico o acuda a un hospital inmediatamente.



ADVERTENCIA

Tenga en cuenta que cualquier cambio no autorizado en el producto puede provocar daños materiales o personales.

- ▶ Utilice solo piezas y accesorios autorizados. Solicite la asistencia de su especialista en audición.



ADVERTENCIA

Peligro de explosión.

- ▶ No use el dispositivo en atmósferas explosivas (p. ej. en minas).



ADVERTENCIA

Los sistemas de carga pueden interferir en los dispositivos de medición y los equipos electrónicos.

- ▶ En aviones: El cargador cumple con la norma RTCA/DO-160G, sección 21, categoría H. Por lo tanto, debería permitirse el uso del cargador durante el vuelo.

No obstante, es posible que la tripulación del avión le pida que no cargue los audífonos durante el viaje.



ADVERTENCIA

Los sistemas de carga pueden interferir en los dispositivos de medición y los equipos electrónicos.

- ▶ En hospitales: El cargador cumple con las normas CISPR 35 y CISPR 32. Por lo tanto, debería permitirse el uso del cargador en hospitales.

No obstante, el cargador podría interferir con dispositivos de alta sensibilidad. En tales casos, deben tomarse las medidas adecuadas (aumentar la distancia con respecto a los dispositivos sensibles o desconectar el cargador de la fuente de alimentación).



ADVERTENCIA

Interferencia con dispositivos implantables

- ▶ El dispositivo se puede utilizar con todos los implantes electrónicos que cumplen el estándar de compatibilidad electromagnética ANSI/AAMI/ISO 14117:2012, de implantes para humanos.
- ▶ En caso de que el implante no cumpla el estándar ANSI/AAMI/ISO 14117:2012, solicite información sobre los riesgos de perturbaciones al fabricante del dispositivo implantable.

Seguridad del producto



AVISO

- ▶ Proteja los dispositivos del calor extremo. No los exponga a la luz directa del sol.



AVISO

- ▶ Proteja los dispositivos de la humedad elevada.



AVISO

- ▶ No seque los dispositivos en un horno microondas.



AVISO

- ▶ No lo utilice cuando los indicadores de estado estén en rojo.



AVISO

Mientras el cargador está conectado a la red, su campo magnético puede producir interferencias en dispositivos eléctricos y borrar los datos almacenados.

- ▶ No acerque el cargador a un PC, tarjeta de crédito, monitor, televisor, disco de almacenamiento ni otros equipos electrónicos mientras esté conectado a la red.



AVISO

- ▶ No los deje caer. Los componentes internos se podrían dañar.



AVISO

- ▶ No desmonte el dispositivo.

Información importante

Explicación de los símbolos

Símbolos utilizados en este documento



Indica una situación que podría provocar lesiones leves, moderadas o graves.



Indica posibles daños materiales.



Consejos y sugerencias para manejar mejor el dispositivo.

Símbolos en el dispositivo o en el embalaje



Indica el fabricante legal del dispositivo.



No tire el dispositivo a la basura.
Obtenga más información en la sección
"Información sobre la eliminación".



Lea y siga las instrucciones del manual del
operador.

Condiciones de funcionamiento, transporte y almacenamiento

Condiciones de funcionamiento

Temperatura	De 10 °C a 30 °C
-------------	------------------

Humedad relativa	Del 20 % al 75 %
------------------	------------------

Presión atmosférica	De 700 hPa a 1060 hPa
---------------------	-----------------------

Durante largos períodos de transporte y almacenamiento, respete las siguientes condiciones:

	Almacenamiento	Transporte
Temperatura	De 10 °C a 40 °C	De -20 °C a 60 °C
Humedad relativa	Del 10 % al 80 %	Del 5 % al 90 %
Presión atmosférica	De 700 hPa a 1060 hPa	De 700 hPa a 1060 hPa

Para otras piezas, como los audífonos, pueden aplicarse otras condiciones.

Datos técnicos de la fuente de alimentación

Tensión de entrada:	100-240 V CA
Corriente de entrada:	0,5 A
Frecuencia de entrada:	De 50 Hz a 60 Hz
Tensión de salida:	5 V CC
Corriente de salida:	1 A

Información sobre la eliminación

Recicle los dispositivos, accesorios y embalajes según la normativa local.

Este dispositivo cumple con el párrafo 18 de las normas FCC y con las normas RSS-216/CNR-216 de Canadá.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
- El usuario deberá mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) durante el proceso de carga.



Distributed By: Miracle-Ear, Inc.
150 South Fifth Street, Suite 2300
Minneapolis, MN 55402
www.miracle-ear.com

Information in this manual subject to change without notice.

Copyright ©2020 Miracle-Ear, Inc.

La información de este manual está sujeta a cambio sin previo aviso.

Derechos de autor ©2020 Miracle-Ear, Inc.

Manufactured for Miracle-Ear

Fabricado para Miracle-Ear